




شرکت میلاد دارو نور



**کیت های تشخیص مولکولی**

**داروسازی میلاد دارو نور**



*Quality is Our Priority*

## HPV qPCR



Quality is Our Priority



شرکت میلاد دارو نور

## کیت تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی

تشخیص کمی ویروس پاپیلوما و گونه های متنوع آن با استفاده از فن آوری Quantitative ✓

### Real Time PCR

طراحی شده براساس ناحیه‌ی به شدت محافظت شده‌ی زنوم پاتوزن ✓

قابلیت تشخیص ۱۴ نوع رایج ویروس پاپیلومای انسانی با ریسک بالاشامل تایپ های ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۶ و ۶۸ ✓

قابلیت شناسایی نواحی ویروس با اختصاصیت بالای ۹۸٪ ✓

دارای حساسیت ۲۰۰-۴۰۰ کپی از زنوم ویروس با توجه به نوع تایپ تشخیص داده شده ✓

مستر میکس حاوی تمامی مواد تشکیل دهنده‌ی مورد نیاز برای واکنش PCR ✓

بدون نیاز به اضافه کردن مواد ضروری برای انجام تست PCR ✓



تضمین تکرار پذیری نتایج آزمایش ✓

سازگار با طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های ریل تایم پی سی آر شامل : ✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



## HIV RT-qPCR



*Quality is Our Priority*



شرکت میلاد دارو نور

## کیت تشخیص مولکولی ویروس HIV

تشخیص کمی ویروس HIV با استفاده از فن آوری	✓
طراحی شده براساس ناحیه‌ی محافظت شده‌ی ژنوم ویروس	✓
تشخیص طیف وسیعی از زیر مجموعه‌های HIV-1 از جمله O, BF, H, K, CRFO3 و	✓
ژنوتیپ‌های GH, AG, F, AE	
قابلیت شناسایی نواحی جهش یافته با اختصاصیت ۱۰۰٪	✓
قابلیت تشخیص کمی سروتیپ‌های HIV با استفاده از تکثیر ناحیه ژنی pol	✓
کنترل کلیه‌ی فرآیند PCR و استخراج از طریق کنترل داخلی (IC موجود در کیت)	✓
دارای پایین ترین حد تشخیصی IU/ml ۷۵ و تکرار پذیری ۹۵٪	✓
دارای دامنه تشخیصی خطی $10^5 - 10^8$ IU/ml	✓
مستر میکس حاوی تمامی مواد تشکیل دهنده‌ی مورد نیاز برای واکنش PCR	✓
بدون نیاز به اضافه کردن مواد ضروری برای انجام تست PCR	✓
تضمین تکرار پذیری نتایج آزمایش	✓
سازگار با طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های ریل تایم پی سی آر شامل:	✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



## HCV RT-qPCR



Quality is Our Priority



شرکت میلاد دارو نور

## HCV qPCR

### کیت تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت C

قابلیت تشخیص همه‌ی ژنتیپ‌های یافت شده و موجود در بانک داده‌های NCBI	✓
طراحی شده براساس ناحیه‌ی محافظت شده‌ی ژنوم ویروس	✓
قابلیت تشخیص کمی سروتیپ‌های HCV، با استفاده از ژن پروتئین ۵'UTR	✓
AcroMetrix HCV Plasma Panel کمی سازی نمونه‌های استاندارد بر اساس سرم استاندارد	✓
قابلیت شناسایی نواحی ویروس با اختصاصیت ۱۰۰٪	✓
دارای حساسیت ۶۰-۷۵ cp/ml و دقیق تکرارپذیری ۹۵٪	✓
مستر میکس حاوی تمامی مواد تشکیل دهنده‌ی مورد نیاز برای واکنش PCR	✓
بدون نیاز به اضافه کردن مواد ضروری برای انجام تست PCR	✓
تضمین تکرار پذیری نتایج آزمایش	✓
سازگار با طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های ریل تایم پی سی آر شامل:	✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



## HBV qPCR



*Quality is Our Priority*



شرکت میلاد دارو نور


## کیت تشخیص مولکولی هپاتیت B

تشخیص کمی ویروس HBV با استفاده از فن آوری	✓
طراحی شده براساس ناحیه‌ی محافظت شده‌ی ژنوم ویروس	✓
قابلیت تشخیص همه‌ی ژنوتیپ‌های یافت شده و موجود در بانک داده‌های NCBI	✓
دارای اختصاصیت ۱۰۰٪	✓
کنترل کلیه‌ی فرآیند PCR و استخراج از طریق کنترل داخلی (IC موجود در کیت)	✓
دارای پایین ترین حد تشخیصی ۵۰ IU/ml و تکرار پذیری ۹۰٪	✓
دارای دامنه‌ی تشخیصی خطی $5 \times 10^8$ IU/ml - ۵۰۰	✓
قابلیت استفاده برای نمونه‌های خون کامل و پلاسما	✓
قابلیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت B (ژنوتیپ‌های A-H)	✓
اعتبار سنجی شده با دستگاه‌های ریل تایم شامل:	✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



## MultiStar-2 SARS-CoV-2



Quality is Our Priority



شرکت میلاد دارو نور

## کیت تشخیص مولکولی ویروس کرونا

تشخیص کمی ویروس SARS-CoV2 و گونه های متنوع آن با استفاده از فن آوری ✓

### Quantitative Real Time PCR

طراحی شده براساس ناحیه‌ی به شدت محافظت شده‌ی زنوم ✓

قابلیت تشخیص همزمان دو زن ویروسی، RNase، Rd-RP، و زن کنترل داخلی، N به ترتیب ✓

### با فلوروفور های FAM و Texas Red

قابلیت شناسایی نواحی ویروس با اختصاصیت ۱۰۰٪ ✓

دارای حساسیت ۲۰۰ cp/ml و دقت تکرار پذیری ۹۵٪ ✓

مستر میکس حاوی تمامی مواد تشکیل دهنده‌ی مورد نیاز برای واکنش PCR ✓


بدون نیاز به اضافه کردن مواد ضروری برای انجام تست PCR ✓

تضمین تکرار پذیری نتایج آزمایش ✓

سازگار با طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های ریل تایم پی سی آر شامل: ✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system





## Super Star FluA/B-SC2



Quality is Our Priority



شرکت میلاد دارو نور

## کیت تشخیص مولکولی افتراقی کرونا-آنفلوآنزا

قابلیت تشخیص همزمان هر سه ژن N ویروس کرونا، ژن MP آنفلوآنزای نوع A، ژن NS آنفلوآنزای

نوع B و کنترل داخلی به ترتیب در فلوروفورهای ROX و CY5 و FAM و HEX ✓

پرایمر و پروب اختصاصی طراحی شده برای ژن M2/M1، برای شناسایی همه سروتیپ‌های

شناخته شده آنفلوآنزای A از جمله H1N1pdm09, H1N1, H3N2, H5N8 و H7N9 ✓

پرایمر-پروب اختصاصی برای ژن NS1 برای شناسایی هر دو نوع ویکتوریا و یاماگاتای آنفلوآنزای B ✓

دارای حساسیت 100 cp/ml برای آنفلوآنزای نوع A و 200 cp/ml برای هر دو نوع آنفلوآنزای

B و کرونا، همگی با حساسیت ۹۵٪ ✓

مستر میکس حاوی تمامی مواد تشکیل دهندهٔ مورد نیاز برای واکنش PCR ✓

بدون نیاز به اضافه کردن مواد ضروری برای انجام تست PCR ✓


تضمین تکرار پذیری نتایج آزمایش ✓

سازگار با طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های ریل تایم پی سی آر شامل: ✓

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



# BK qPCR



Quality is Our Priority



شرکت میلاد دارو نور

## BK qPCR

### کیت تشخیص مولکولی ویروس BK

- ✓ تشخیص کمی ویروس BK با استفاده از فن آوری Quantitative Real Time PCR
- ✓ طراحی شده براساس ناحیه‌ی محافظت شده‌ی ژنوم ویروس
- ✓ قابلیت تشخیص بر اساس ناحیه‌ای از Non Coding Region ژنوم
- ✓ کمی سازی نمونه‌های استاندارد بر اساس سرم استاندارد AcroMetrix BKV Plasma Panel
- ✓ دارای اختصاصیت ۱۰۰٪
- ✓ کنترل کلیه‌ی فرآیند PCR و استخراج از طریق کنترل داخلی (IC موجود در کیت)
- ✓ دارای پایین ترین حد تشخیصی ۵۰ IU/ml و تکرار پذیری ۹۵٪
- ✓ دارای دامنه تشخیصی خطی  $0.05 - 5 \times 10^5$  IU/ml
- ✓ قابلیت استفاده برای نمونه‌های خون کامل و پلاسما
- ✓ اعتبار سنجی شده با دستگاههای ریل تایم شامل:

- Qiagen Rotor-Gene 6000/3000 Real-time PCR System
- Mic Real-time PCR system
- ABI Quantstudio Real-time PCR system
- Mygo Real-time PCR system



## دریاره ها ..

این شرکت در سال 1383 بر پایهٔ تامین نیازهای کثور و تکهه در توان داخلی و وارد کردن تکنولوژی‌های نوین و همچنان تجربه در واردات و توزیع دارو تأسیس گردید. شرکت میلاند دارو فور، به منظور حضور فعل در تولید محصولات با کیفیت و نوین، در سطح داخلی و جهانی، تلاش می‌کند، با بهترین‌دی به اخلاق حرفه‌ای، قوانین، استانداردهای داخلی و هنenal و همچنان رحلات اصول اعماقی و زیست محضی و تکهه بین دانش فناوری و بهره‌مندی از نظرات متخصصان و تامین نیازهای جامعه پشتونه‌ای اطمینان بخش برای خودکشی کثور باشد.



به عنوان یک شرکت فعال در هزاره معاصر، رعایت ما را داشتن گیفیت بین  
المللی است. عیک کار ما عباره است: افزایش تفیه، متخصص و مصادر  
محصولات فتوی تولید می‌کند و قدمات فتوی ارائه می‌دهد  
اگر با این خصوصی موافق هستید، به ما بپیوتروید



پیشرو در تحقیق  
لوآوری در تولید

شرکت میلاند دارو فور

ارتباط با ما :

آدرس : تهران، خیابان ولی‌عصر بالاتر از پارک وی کوچه هیرشویفی پلاک ۹ واحد ۳

[www.miladdrug.health](http://www.miladdrug.health)